



Test Items

Test	Volume Sampel	Rentang Ukur	Nilai Normal
PT	20μL	7-90 S	10-14 S
INR	20μL	0.5-7	0.7-1.3
APTT	20μL	18-120 S	22-38 S
TT	20μL	10-90 S	14-20 S
FIB	20μL	1.5-6 g/L	2-4 g/L
ACT	20μL	50~500 S	80-140 S



Coagulation Analyzer
OCG-102

Point of care coagulation analyzer

Coagulation Analyzer

OCG-102



Alat POCT Koagulasi pertama yang dapat menguji PT/INR, APTT, TT, FIB, dan ACT

Portable	Ukuran Kecil (berat hanya 850g) dengan baterai yang dapat diisi ulang.
Convenient	Pengoperasian satu langkah. Tidak dibutuhkan aksesoris.
Rapid	Hasil dalam 3 menit
Accurate	CV <5%



DISPOSABLE TEST STRIPS

- Test strip reagen kering
- Penyimpanan suhu ruangan
- Kadaluwarsa 18 bulan


SIMPLE TEST PROCEDURE



Masukan Strip



Teteskan Sampel



Membaca Hasil

Parameter	PT/INR APTT TT FIB ACT
Jenis Sampel	Darah Utuh Vena (Antikoagulan Sitrat) Darah Utuh Kapiler
Volume Sampel	20µL



PT/INR dapat diukur dengan darah kapiler ujung jari



1 tetes darah untuk monitor terapi antikoagulasi (warfarin)

- Skrining fungsi eksogen dan endogen pada terapi antikoagulasi.
- Monitor terapi thrombolytic.
- Memonitor pasien dengan kondisi khusus.
- Hepatopathy, infeksi, luka bakar.

- IGD
- ICU
- Ruang Operasi
- Ambulance
- Klinik Anti-Koagulasi (Warfarin)

